



NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböhl 5
64331 Weiterstadt
www.naue.de

Tel. 0 61 50 / 97 38 - 0
Fax. 0 61 50 / 70 18
info@naue.de

NAUE-Schlauchbefestigungsarmatur



Die sicherste und sterilste Art einen flexiblen Schlauch z. B. aus Silikon mit Anschlußarmaturen auszurüsten, ist das Verpressen der Armatur mittels einer Presshülse.

Klemmbacken: Das Einsatzgebiet dieser Backen sind Chemie- und Molkereischläuche

Die als Alternative oft angewandte Lösung, indem ein Schlauch auf eine Tülle gesteckt und mit Schlauchbindern befestigt wird, ist eine Hilfslösung, die mit einer FDA-gerechten Produktion nicht vereinbar ist.

Als Lösung für dieses Problem bietet sich die NAUE-Schlauchbefestigungsarmatur an, die bezogen auf Festigkeit und Spaltfreiheit dem Verpressen sehr nahe kommt.

NAUE-Schlauchbefestigungsarmaturen sind lösbare und wiederverwendbare Schlauchverbindungen für Silikonschläuche in den unterschiedlichsten Konstruktionen, die selbst Außendurchmesser-Toleranzen von ca. 2mm ausgleichen können.

Der einfache Aufbau dieser Verschraubung erlaubt ein sicheres Handling.

Lieferbar ist die Verschraubung in den gängigen Dimensionen mit allen technisch machbaren Anschlüssen, z. B. Sterilver schraubung, Tri-Clamp, Milchgewinde, Anschweißende etc.

-
- Die NAUE Steril- und Wärmetechnik ist führend
 - Es besteht komplett aus Eigenentwicklung
 - Es ist das einzige Programm, bei der die Sterilkette geschlossen ist.
 - NAUE Steriltechnik ist seit mehr als 20 Jahren im Einsatz und so gut durchdacht, daß bis zum heutigen Tag keine Verbesserungen möglich waren
 - NAUE Steril- und Wärmetechnik sind immer die Nummer 1 der Branche!